

Tubifast®-vaatteet ja TwoWay Stretch®-teknologia

Käyttövalmiit vaatteet

SoftSeam-teknologia®
auttaa vähentämään
herkän ihon ärsytystä¹



- Kätevä ja helppo apuväline kosteiden ja kuivien kääreiden pitämiseen paikallaan²⁻⁵, koska niittejä, tarroja ja nauhoja ei tarvita¹
- Kokoja on saatavana lapsille 6 kuukauden iästä 14 vuoteen²⁻⁴
- Kahteen suuntaan joustava materiaali¹ takaa täydellisen liikkumisvapauden¹
- Miellyttävä käyttää yöasun tai tavallisten vaatteiden alla¹

Tubifast®-vaatesarja, jossa käytetään TwoWay Stretch®-teknologiaa, koostuu kosteiden tai kuivien kääreiden³⁻⁵ sekä sidosten paikallaan pitämiseen⁵ tarkoitetuista valmisvaatteista¹.

TwoWay Stretch®-teknologiaa hyödyntävien Tubifast®-vaatteiden toimintaperiaate

Valmiit¹ Tubifast®-vaatteet, joissa käytetään TwoWay Stretch®-teknologiaa, on tarkoitettu sidosten⁵ sekä kosteiden ja kuivien kääreiden²⁻⁵ pitämiseen paikallaan. Saatavana on pitkähihaisia aluspaitoja, lapasilla varustettuja aluspaitoja (6–24 kuukauden ikäisille), sukkahousuja, leggingsejä, sukkia, käsineitä ja Patch Wrap® -putkisidoksia. Lapsille kuuden kuukauden iästä alkaen.

TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntävissä Tubifast-vaatteissa ei ole niittejä, tarroja tai nauhoja², joten niiden käyttö on helppoa⁵. Kahteen suuntaan joustava materiaali¹ takaa liikkumisvapauden. Vaatteet tuntuvat miellyttäviltä yöasun ja tavallisten vaatteiden alla¹, joten ne edistävät aktiivista elämäntyyliä ja rauhallisia yöunia.

TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntävien Tubifast-vaatteiden etuja

- Tasaiset saumat auttavat ehkäisemään herkän ihon ärsytystä¹
- Kätevä apu kääreiden käyttöön²⁻⁵
- Miellyttävä käyttää yöasun tai tavallisten vaatteiden alla¹
- Vapautta liikkumiseen¹
- Saatavana on pitkähihaisia aluspaitoja, lapasilla varustettuja aluspaitoja, sukkahousuja, leggingsejä, sukkia, käsineitä ja Patch Wrap -putkisidoksia

Materiaalin ominaisuudet

Viskoosia, elastaania ja polyamidia

Pesuhjeet



TÄRKEÄÄ TIETOA: Huomautus: On suositeltavaa valita TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntävien Tubifast-vaatteiden koko sekä iän että mittojen mukaan. Jos koon valinta aiheuttaa epävarmuutta, kannattaa valita suurempi koko (esim. jos lapsi pitää vaippaa TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntävän Tubifast-vaatteen alla, valitse yhtä kokoa suurempi tuote).

Viitteet:1. Mólnlycke Health Care. Oma aineisto. 2 Choi J-W, Kang M-J, Lew B-L, Sim W-Y. Efficacy and utility of wet wrap dressing for patients with pediatric atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology. 2018;79(3):AB122. 3 He H, Koh MJA, Lee HY, Ang SB. Pilot study of a customized nanotextile wet garment treatment on moderate and severe atopic dermatitis: A randomized clinical trial. Pediatric Dermatology. 2019. 4. Hon KLE, Wong KY, Cheung LK, Ha G, Lam MCA, Leung TF, et al. Efficacy and problems associated with using a wet-wrap garment for children with severe atopic dermatitis. Journal of Dermatological Treatment. 2007;18(5):301-5. 5. Cross-sectional observational study report Epidermolysis Bullosa. PD-566181 Rev 01. 2019.

Lue lisää: www.molnlycke.fi

Mólnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300. Mólnlycke Tubifast®, SoftSeam®, Patch Wrap® ja Epaderm -tavaramerkit, -nimet ja -logot ovat maailmanlaajuisesti yhden tai useamman Mólnlycke Health Care -yhtiön rekisteröityä omaisuutta. © 2020 Mólnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. HQIM000404

Käyttökohteet

Kosteita kääreitä käytetään atooppisen ihottuman hoidossa. Siinä sidoksen alla käytetään pehmentävää voidetta. Tarkoitukseen voidaan käyttää Epaderm®-voidetta ja TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntäviä Tubifast®-vaatteita tai -sidoksia. Tulehtuneelle iholle levitetään pehmentävää voidetta, joka peitetään kostealla TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntävällä Tubifast-vaatteella tai -sidoksella. Yhdessä pehmentävä voide ja kostea kerros pitävät ihon kosteutettuna ja auttavat vähentämään tulehdusta.

Kostutettu Tubifast-vaate tai -sidos, jossa käytetään TwoWay Stretch -teknologiaa, toimii myös pidättävänä kerroksena, joka takaa sen, että pehmentävä voide pysyy iholla. Tämä kerros myös viilentää ja rauhoittaa ihoa, ja auttaa vähentämään kutinaa. Tämän jälkeen lisätään kuiva kerros, joka auttaa pitämään potilaan vaatteet kuivina. Se myös ehkäisee raapimista, ihoon kohdistuvia iskuja sekä ihovaurion pahenemista.

Kuivien kääreiden käyttöön liittyy vastaava prosessi kuin kosteiden. Tulehtuneelle iholle levitetään pehmentävää voidetta, joka peitetään yhdellä kuivalla TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntävällä Tubifast-vaate- tai -sidoskerroksella.

TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntävät Tubifast-vaatteet Tilautustiedot

	Ikä	Tuotenro
Lapasilla varustettu aluspaita	6–24 kuukauden ikäiset	992007
Aluspaita	2–5-vuotiaat	992008
	5–8-vuotiaat	992009
	8–11-vuotiaat	992010
	11–14-vuotiaat	992011
Sukkahousut	6–24 kuukauden ikäiset	992012
Leggingsit	2–5-vuotiaat	992013
	5–8-vuotiaat	992014
	8–11-vuotiaat	992015
	11–14-vuotiaat	992016
Sukat	1 koko: 2–14-vuotiaat	992017
Käsineet	Lapsi XS	5922
	Lapsi S	5923
	Lapsi M–L / Aikuinen S	5921
	Aikuinen M–L	5920
Patch Wrap		

Koko	Arvio raajan ympärysmittasta*	Tuotenro
Pieni	14–18 cm	5924-00
Keskikoko	19–24 cm	5925-00
Suuri	25–31 cm	5926-00
Erittäin suuri	992010	5927-00

*Mitataan taiteen kohdalta


Mólnlycke®