

BARRIER® leikkaustakki Classic

Hengittävä ja miellyttävä päällä
- sopii useimpiin toimenpiteisiin



Olkalaskokset
mahdollistavat yläkehon
vapaan liikkumisen



Ergonomiset hihat
mahdollistavat työskentely-
mukavuuden ja liikkumis-
vapauden



Hihojen resorit ovat
yhteensopivat
Biogel® -käsineiden
kanssa estäen käsi-
liukumasta

- Hengittävä materiaali on miellyttävä päällä
- Taiteltu aseptisen pukemisen mahdollistamiseksi
- Käsitelty materiaali lisää alhaisen pintajännityksen omaavien nesteiden (veri) hylkimistä
- Ergonominen malli lisää liikkumisvapautta
- Sopiva useimpiin toimenpiteisiin
- Saatavilla standarditason ja korkean suorituskvyn leikkaustakkeina¹

Standard performance	Tuotenro.	Tuotteen kuvaus	Koko	Pituus	Leveys	Pakkaus
	650101	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	M	121 cm	135 cm	20/40
	650102	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L	121 cm	154 cm	20/40
	650104	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L-L	131 cm	154 cm	20/40
	650105	Classic leikkaustakki	L-L	131 cm	154 cm	22/44
	650108	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL	132 cm	174 cm	18/36
	650110	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	650111	Classic leikkaustakki	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	650114	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XXL-L	148 cm	184 cm	18/36
	650113	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32

Classic -leikkaustakki on saatavana myös osana Mölnlycke® asiakasräätelöityä pakkausta

Takse solmittava standard performance	Tuotenro.	Tuotteen kuvaus	Koko	Pituus	Leveys	Pakkaus
	640101	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L	120cm	147cm	20/40
	640102	Classic leikkaustakki, yksi käsipyyhe	L	120cm	147cm	22/44
	640103	Classic leikkaustakki, yksi käsipyyhe	XL-L	141cm	167cm	20/40

- Ei päällekkäisiä selkäkappaleita lämpömukavuuden saavuttamiseksi

Classic -leikkaustakki on saatavana myös osana Mölnlycke® asiakasräätelöityä pakkausta

High performance	Tuotenro.	Tuotteen kuvaus	Koko	Pituus	Leveys	Pakkaus
	660101	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L	121 cm	154 cm	18/36
	660102	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	660103	Classic leikkaustakki	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	660105	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL	132 cm	174 cm	16/32
	660113	Classic leikkaustakki	XL	132 cm	174 cm	18/36
	660106	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL-L	145 cm	174 cm	16/32
	660107	Classic leikkaustakki	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	660111	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XXL-L	148 cm	184 cm	16/32
	660110	Classic leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32



- Läpäisemätön etuvahvike minimoi roiskeiden läpime-
non vaaran
- Etuvahvike on hengittävä
käyttömukavuuden saavut-
tamiseksi



- Läpäisemätön hihvahvike minimoi roiskeiden läpime-
non vaaran

Classic -leikkaustakki on saatavana myös osana Mölnlycke® asiakasräätelöityä pakkausta



Takin materiaalit

Vartalo-osa ja hihat: Selluloosa/
polyesterikuitukangas.
Etuvahvike: Hengittävä
polyteenikalvo.
Hihvahvikkeet: Viskoosi/
polyesterikuitukangas ja
polyteenikalvo.

Tuotteen luokitus

Standard performance takit:
European Standard EN 13795
Standard performance ja
ANSI/AAMI PB70 level 2.
High performance takit: European
Standard EN 13795 High
Performance ja ANSI/AAMI PB70
level 3^{1,2}.

Pakkaus

Kahden kerroksen
pakkausjärjestelmä, muovipussi
ja kuljetuslaatikko, auttavat
vähentämään tuotteen
kontaminoitumisen ja
vaurioitumisen riskiä kuljetuksen
ja varastoinnin aikana.

Ympäristö

Me Mölnlyckellä olemme jo
pitkään sitoutuneet minimoimaan
toimintamme ympäristövaikutukset
vaarantamatta tuotteidemme ja
palveluidemme tehokkuutta ja
luotettavuutta. Ympäristönsuojelu
on tuotantomme ja toimi-
pisteidemme prioriteetteja
kaikilla maailmassa.

Lähteet: 1. European Standard EN 13795:Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Lue lisää www.molnlycke.fi