

# Gauze™

Gauze™ - eritteen imemiseen ja haavan puhdistukseen



Mölnlycke Health Care Gauze -harsotaitoksia ja -sykeröitä voidaan hyödyntää useilla eri tavoilla, kuten eritteen imemiseen, haavan puhdistamiseen ennen leikkausta tai jo olemassa olevaan haavaan. Mölnlycke® Gauze-harsotaitoksia ja -sykeröitä on useita kokoja ja pakkausvaihtoehtoja niin steriilinä kuin epästeriilinä.

## Käyttöalueet

Gauze™ -harsotaitoksia ja -sykeröitä voidaan hyödyntää useilla eri tavoilla, kuten eritteen imemiseen, haavan puhdistamiseen, haavan suojaamiseen, haavan desinfiointiin tai pehmusteena.



## Taitokset, steriili

Tuotenro.	Koko	Taitokset	Kpl/kuori	Kpl/pakkaus	Kpl/kuljetuspakk.
152040	5 x 5	8	2	150	3000
153165	5 x 5	8	5	150	3000
153040	5 x 5	12	2	100	2000
153065	5 x 5	12	5	120	2400
153340	7.5 x 7.5	8	2	150	1500
153365	7.5 x 7.5	8	5	150	1500
153765	7.5 x 7.5	12	5	120	1200
152440	7 x 10	8	2	150	1500
152465	7 x 10	8	5	150	1500
153665	10 x 10	8	5	150	1500
158040	10 x 10	8	2	150	1500
158440	10 x 10	12	2	100	1000
158465	10 x 10	12	5	120	1200
158540	10 x 20	12	2	100	900
158560	10 x 20	12	5	100	900



## Taitokset, epästeriilit

Tuotenro.	Koko	Taitokset	Kpl/pakkaus	Kpl/kuljetuspakk.
153100	5 x 5	8	150	7650
153000	5 x 5	12	120	6120
152400	7 x 10	8	150	3150
153300	7.5 x 7.5	8	150	3600
153700	7.5 x 7.5	12	120	2880
153600	10 x 10	8	120	2400
158400	10 x 10	12	100	2000
158500	10 x 20	12	50	1000

- Saatavilla steriilinä ja epästeriilinä taitoksina<sup>1</sup>
- Hyvin siedetty<sup>1</sup>
- Alhainen toksisuus<sup>1</sup>

## Sykeröt, steriili

Tuotenro.	Koko	Halk. mm	Kpl/kuori	Kpl/pakkaus	Kpl/kuljetuspakk.
150760	2	24	5	220	4400
150860	3	28	5	150	1500
151360	4	63	5	120	1200
151460	5	72	5	90	900
151760	3	25 x 30 Litteä sykerö	5	350	7000



## Sykeröt, epästeriilit

Tuotenro.	Koko	Halk. mm	Kpl/pakkaus	Kpl/kuljetuspakk.
150700	2	24	250	7000
150800	3	28	250	3500
151300	4	63	100	1400
151400	5	72	100	1000
151600	2	20 x 25 Litteä sykerö	500	10000
151700	3	25 x 30 Litteä sykerö	500	10000



Viitteet: 1. Mölnlycken oma aineisto

Lue lisää osoitteesta [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi)

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki, Puhelin: 0201622300. Mölnlycke tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai usealle Mölnlycke Health Care -konsernin yhtiölle. Gauze on Mölnlycke Health Caren käyttämä tavaramerkki. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC0952005

  
Mölnlycke®