

Mölnlycke® Pulsed Lavage*

Aidosti räätälöidyt ortopediset ratkaisut



Mölnlycke kudospesuri on DEHP-vapaa

Kertakäyttöinen korkeapaineinen kudospesuri puhdistaa luut tehokkaasti ja poistaa jäämät tekonivelleikkauksissa. Se parantaa sementin tunkeutumista hohkaluuhun, mikä edistää implantin kiinnittymistä ja vähentää uusien leikkauksien tarvetta. Se puhdistaa tehokkaasti myös haavan, irtonaisen lian ja nekroottisen kudoksen.

Saatavana kaksi mallia

- AC virtalähde: tässä ympäristöystävällisessä mallissa ei tarvita alkaliparistoja. Käsikappale on kertakäyttöinen ja AC-adapteri uudelleenkäytettävä.
- Paristokäyttöinen: tämä mobiili versio sisältää käsikappaleeseen integroidun paristokotelon, joka helpottaa paristojen poistamista.

Pakkaus sisältää kaiken, joten siihen ei sisälly piilokustannuksia

- Ergonominen ja miellyttävä käsikappale
- Lyhyt suihkutuskärki roiskesuojalla
- Pitkä femur-kärki
- Integroitu imu ja huuhtelu
- Puhdistustikku mahdollisten tukosten poistamiseen

Yksittäispakattuna tai osana Mölnlycke® asiakasräätälöityä pakkausta

- Sisällytä kudospesuri osaksi asiakasräätälöityä toimenpidepakkausta tehokkuuden maksimoimiseksi.
- Saatavilla myös yksittäispakattuna

Lonkan revisiokärki

- Lonkan tekonivelleikkauksiin meillä on erityinen kärki pienten luu- ja sementtiosien käsittelyyn. Saatavana steriilinä yksittäispakattuna.

* Pulsed Lavagen laillinen valmistaja on Kaiser Medical Technology.

Mölnlycke® Pulsed Lavage - steriili yksittäispakattu

Tuotenro.	Kuvaus	Osastolk.	Kuljetusltk.
9750000	Pulsed Lavage kudospesuri, AC-virtalähde	1	5
9750001	Pulsed Lavage kudospesuri, paristokäyttöinen	1	5
9752000	Verkkovirta-adaptteri (AC100~240V)	1	1
9751000	Femur-kanavan harjakärki 27 cm	1	10
9751001	Lyhyt kärki 8,5 cm	1	10
9751002	Pitkä kärki 19 cm	1	10
9751003	Lonkan revisiokärki 23 cm/35,5 cm	1	20




Verkkovirralla toimiva



Paristokäyttöinen



Verkkovirta-adaptteri



Femur-kanavan harjakärki



Lonkan revisiokärki

Mölnlycke® Pulsed Lavage- saatavilla asiakasräätälöidyissä toimenpidepakkausissa


Tuotenumero	Kuvaus
2322130-00	Pulsed Lavage Kudospesuri, AC-virtalähde
2324050-00	Pulsed Lavage kudospesuri, paristokäyttöinen
2320481-00	Femur-kanavan harjakärki (saatavilla AC -virtalähde versioon)
2324838-00	Femur-kanavan harjakärki (saatavilla paristokäyttöiseen versioon)



Verkkovirralla toimiva



Paristokäyttöinen



Femur-kanavan harjakärki

Lue lisää www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300.
Mölnlycke® -tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0771912


Mölnlycke®